

## *Helicobacter pylori*

### PRUEBA RÁPIDA DE UREASA Pro AMA (AMA RAPID UREASE TEST Pro) (AMA RUT Pro)



Prueba rápida con evaluación visual para detectar la actividad de ureasa de *Helicobacter pylori* en biopsia gástrica. Para diagnóstico de laboratorio.

Después de recepción, almacenar a 4-42 °C.

#### INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN

EC REP	REF 0206 - 0207
Representante autorizado en Europa "CMC Medical Devices & Drugs S.L." C/ Horacio Lengo Nº 18, CP 29006, Málaga - España	Fabricante "Association of Medicine and Analytics Company Limited", 17 linea de la isla Vasilevsky, 4-6, San Petersburgo, Rusia, 199034

EDITION 05, Agosto, 2022

#### 1. PRESCRIPCIÓN Y PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El propósito del producto es la determinación precisa y rápida de *Helicobacter pylori* por método de determinación de la presencia de actividad de ureasa en una biopsia de pacientes adultos o niños obtenidos por gastroscopia. *Helicobacter pylori* produce la enzima ureasa, que descompone la urea en amoníaco. La detección de la actividad enzimática se basa en la siguiente reacción bioquímica [1]:



El principio de funcionamiento de AMA RUT Pro se basa en cambio de color del indicador después de colocar la muestra de biopsia en el elemento reactivo de prueba. Si hay actividad de ureasa en la muestra de biopsia, aparecerá una sección roja o púrpura en la parte posterior de la prueba. El umbral de sensibilidad es de  $2.6 \times 10^6$  UFC *Helicobacter pylori*. Las muestras de prueba de biomaterial pueden ser:

- Biopsia de cualquier parte del estómago;
- Biopsia del bulbo duodenal [2, 3, 4].

La muestra de biopsia no debe ser menor de 2 mm en ninguna dimensión.

#### 2. CARACTERÍSTICAS DIAGNÓSTICAS

Para la evaluación del desempeño clínico, la comparación de los resultados de AMA RUT Pro se realizó con los resultados del análisis histológico y / o PCR de biopsias de 355 pacientes (2 biopsias por cada paciente). En todos los casos, se colocó primero una muestra de biopsia en el AMA RUT Pro. Se observó el efecto indicativo después de 5 minutos, y luego las muestras de biopsia se enviaron a análisis histológico y / o PCR. La sensibilidad se definió como una relación entre la cantidad de resultados positivos de AMA RUT Pro y la cantidad total de pacientes con HP positivos diagnosticados con los métodos de referencia. De manera similar, la especificidad se definió como una proporción de resultados negativos según AMA RUT Pro con respecto a la cantidad total de pacientes negativos a HP. En ese sentido, el rendimiento clínico del AMA RUT Pro es el siguiente: la sensibilidad es del 99 %, la especificidad es del 99 %, la precisión es del 99 %, el valor predictivo negativo es del 98 %, el valor predictivo positivo es del 100 % (Tabla 1) [5].

Tabla 1. Características de diagnóstico

Características de diagnóstico	Verdadero positivo	Total
AMA RUT	+	130
	-	1
Total	131	224
Sensibilidad, %	99 %	
Especificidad, %	99 %	
Precisión, %	99 %	
VPN, %	98 %	
VPP, %	100 %	


Además, se investigó la sensibilidad cruzada hacia las bacterias positivas para ureasa no observadas en los resultados de las pruebas. El estudio se realizó utilizando cultivos de *Staphylococcus aureus*, *Proteus mirabilis*, *Klebsiella pneumoniae* (concentración  $10^6$  UFC/ml) y el control de *Helicobacter pylori* ( $10^6$  UFC/ml). El resultado del estudio mostró una reacción negativa en las bacterias no objetiva y un resultado débil en el cultivo de control después de 5 minutos [6].

Tabla 2. Influencia de las bacterias ureasa positivas en los resultados de las pruebas

Control	Número aproximado de microorganismos	Resultado
<i>Helicobacter pylori</i>	$10^6$	Positivo
<i>Proteus mirabilis</i>	$10^6$	Negativo
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	$10^6$	Negativo
<i>Staphylococcus aureus</i>	$10^6$	Negativo

#### 3. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

La prueba es una base de soporte rectangular en los que se coloca elemento reactivo, sellados herméticamente con un recubrimiento protector.



#### 4. CONTENIDO DEL SOBRE

El juego de suministro debe cumplir con los requisitos de la Tabla 3.


Tabla 3.

Nombre del producto	Cantidad de pcs.
Helicobacter pylori AMA RAPID UREASE TEST Pro (AMA RUT Pro)	bloque de 24 / 48 en bloque
Instrucciones para uso	1

El bloque consta de 24 piezas de las pruebas, cada prueba se puede separar y funciona de forma independiente. Las pruebas en el bloque están separadas por perforación, lo que permite arrancar una prueba y trabajar con ella.

#### 5. INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES ESPECIALES

Para diagnóstico de laboratorio. Después del estudio, el material de biopsia se puede utilizar para estudios histológicos o culturales adicionales.



Atención: La biopsia es un material potencialmente peligroso biológicamente.

Todos los materiales de biopsia deben considerarse potencialmente contaminados y tratados como si fueran material infectado. Verifique sus regulaciones locales o nacionales. Siempre use guantes protectores cuando maneje muestras de pacientes. Lea todas las instrucciones antes de realizar el estudio. No use la prueba después de la fecha de vencimiento. Desche los segmentos de prueba usados como materiales biopeligrosos de acuerdo con las regulaciones locales o nacionales.

#### 6. MATERIALES NECESARIOS NO INCLUIDOS EN LA PRUEBA

- Pinzas
- Mecanismo temporizador
- Guanos sin polvo

#### 7. LIMITACIONES

No se recomienda:

- realizar la prueba a una temperatura ambiente por debajo de 17 °C y por encima de 35 °C;
- el paciente no debe comer verduras el día anterior a la prueba;
- el paciente no debe beber bebidas carbonatadas 2-3 horas antes de la prueba.

Todos estos factores pueden afectar la confiabilidad de los resultados de la prueba, además, pueden ocurrir resultados falsos negativos en los siguientes casos:

- la concentración de *Helicobacter pylori* en la muestra tomada durante la biopsia está por debajo del umbral de sensibilidad de la prueba;
- la muestra no contiene *Helicobacter pylori* debido a la distribución desigual de bacterias en la mucosa gástrica (en el 1-5 % de los pacientes, la bacteria está presente en el cuerpo / esquina del estómago, y no en la parte antral, y a la inversa) [7];
- si la muestra contiene formas bacilares de células de *Helicobacter pylori* por debajo del 10 % del número total de células [8, 9];
- la pinza de biopsia está contaminada antes de tomar la muestra;
- tomar antibióticos que inhiben *Helicobacter pylori* 4-6 semanas antes de la prueba;
- Los inhibidores de la bomba de protones o antagonistas del receptor H2, analgésicos, agentes anti-Helicobacter pylori y disminuyen la carga de *Helicobacter pylori* dando lugar a resultados falsos negativos, se requiere un intervalo de 2 semanas [10].

Los resultados de la prueba deben ser interpretados por el médico basándose en la presentación clínica del paciente. Si hay una discrepancia con otros parámetros de diagnóstico, se recomienda realizar pruebas adicionales utilizando otros métodos.


#### 8. PREPARACIÓN PARA ESTUDIO

- Póngase guantes
- Abra el paquete (bolsa de plástico) de la prueba


## ES

### 9. PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO

Doblar el bloque a lo largo de las líneas de perforación.



Separar un segmento para el examen.




Abra la cubierta protectora, pero no tire con fuerza para no arrancarla. Colocar la muestra de biopsia en el elemento reactivo blanco, y no más allá.




Después de colocar la biopsia, alise suavemente la cubierta protectora con el dedo **alrededor del perímetro de la prueba**.



Fijar la cubierta a lo largo de la línea de corte. La fijación es necesaria para preservar los productos de la reacción en la célula expresa de la prueba.



Evaluación el resultado de la prueba **de la parte posterior** después de **5 minutos**.



## PT

### Helicobacter pylori TESTE ULTRA RÁPIDO DE UREASE COM REAGENTE SECO (AMA RUT Pro)

Teste expresso para a detecção da atividade da urease do *Helicobacter pylori* em espécime de biópsia. Uso exclusivo para diagnósticos in vitro.

Armazenar entre +4 e +42 °C após recebimento.

#### INSTRUÇÕES DE USO

REF 0206 - 0207

Representante autorizado na Europa  
"CMC Medical Devices & Drugs S.L."  
C/ Horacio Lengo Nº 18, CP 29006,  
Málaga - Espanha

REF 0206 - 0207


Fabricante "Association of Medicine and Analytics  
Company Limited", 17 linea de la isla Vasilevsky, 4-6,  
199034, São Petersburgo, Rússia

Versão: 03 de 08/2022

#### 1. USO PRETENDIDO E PRINCIPIOS DE OPERAÇÃO

O uso pretendido é específico para a rápida detecção da bactéria *Helicobacter pylori* estabelecendo a presença da atividade da urease em amostras de biópsia retiradas tanto de pacientes adultos quanto infantis durante os procedimentos de gastroscopia.

O *Helicobacter pylori* produz a urease urea, que transforma a urea em amônia. A detecção da atividade enzimática é baseada na seguinte reação bioquímica [1]:



O princípio de operação do AMA RUT Pro é baseado na mudança de cor do indicador após as amostras de biópsia serem colocadas no elemento reativo do teste. No momento da atividade da urease nas amostras de biópsia um ponto vermelho ou magenta aparece na parte de trás do teste. O limite de sensibilidade é  $2.6 \times 10^6$  UFC *Helicobacter pylori*. As amostras de material biológico do teste poderão ser:

- A amostra de biopsia retirada de qualquer parte do estômago;
- A amostra de biopsia retirada da ampola, parte superior do duodeno [2, 3, 4].

O tamanho da amostra de biopsia deverá ter não menos que 2 mm em qualquer dimensão.

#### 2. CARACTERÍSTICAS DE DIAGNÓSTICO

Para avaliação do desempenho clínico, a comparação dos resultados de AMA RUT Pro feita com os resultados da análise histológica e / ou PCR de biopsias de 355 pacientes (2 biopsias por cada paciente). Em todos os casos, uma amostra de biopsia foi colocada primeiro no AMA RUT Pro. Efeito indicativo foi observado após 5 minutos, e então as amostras de biopsia enviadas para análise histológica e / ou PCR.

Sensibilidade foi definida como uma proporção da quantidade de resultados positivos de AMA RUT Pro em relação à quantidade total de pacientes HP-positivos diagnosticados com os métodos de referência. Da mesma forma, a especificidade foi definida como uma proporção de resultados negativos de acordo com AMA RUT Pro em relação à quantidade total de pacientes HP-negativos. Nesse sentido, o desempenho clínico do AMA RUT Pro é o seguinte: a sensibilidade é 99 %, a especificidade é 99 %, a precisão é 99 %, o valor predictivo negativo é 98 %, o valor predictivo positivo é 100 % (Tabela 1) [5].

Após colocar a amostra de biopsia no elemento reativo permanecer amarelo, a atividade da urease na amostra de biópsia está ausente. Exemplos de avaliação de resultados de teste são mostrados na Tabela 4.

#### 3. AVAUXA DO ELEMENTO REATIVO

Para avaliação do resultado de teste de forma independente. Os resultados de teste são mostrados na Tabela 4.

#### 4. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DE ESTUDO

A presença roxa ou violeta no elemento reativo indica a presença de atividade de urease na biopsia. Quanto maior a atividade da urease, menor será o tempo de detecção. Se o elemento reativo permanecer amarelo, a atividade da urease na amostra de biópsia está ausente. Exemplos de avaliação de resultados de teste são mostrados na Tabela 4.

#### 5. AVAUXA DA CUBIERTA PROTECTORA

Além disso, foi investigada a sensibilidade cruzada para bactérias não-alvo positivas para urease nos resultados do teste. O estudo foi realizado com culturas de *Staphylococcus aureus*, *Proteus mirabilis*, *Klebsiella pneumoniae* (concentração  $10^6$  UFC / ml) e cultura control de *Helicobacter pylori* ( $10^6$  UFC / ml). O resultado do estudo mostrou reação negativa nas bactérias não-alvo e reação fraca na cultura control após 5 minutos [6].

#### 6. AVAUXA DA CUBIERTA PROTECTORA

Além disso, foi investigada a sensibilidade cruzada para bactérias não-alvo positivas para urease nos resultados do teste. O estudo foi realizado com culturas de *Staphylococcus aureus*, *Proteus mirabilis*, *Klebsiella pneumoniae* (concentração  $10^6$  UFC / ml) e cultura control de

## *Helicobacter pylori* AMA HIZLI ÜREAZ TESTİ Pro (AMA RUT Pro)



Biopsi Örneklerindeki *Helicobacter pylori* Üreaz Aktivitesinin Tespit Edilmesine Yönük Hızlı Test *In vitro* tanılarında kullanılmak içindir. Testi 4-42 °C sıcaklıkta saklayın.

**KULLANIM TALİMATI**

**1. KULLANIM AMACI VE ÇALIŞMA PRENSİPI**  
Testin kullanım amacı, *Helicobacter pylori* bakterilerinden gastroskop prosedürü sırasında, yetişkinlerden veya çocukların alınan biyopsi örneklerindeki üreaz aktivitesinin varlığını belirlemesini hizla tespit edemelerdir. *Helicobacter pylori* bakterileri, vücuttaki üreyi amonyak moleküllerine ayıran üreaz enzimini tyurur. Enzimatik aktivitenin tespitinde aşağıdaki biyokimyasal reaksiyon baz alınır [1]:

$$(\text{NH}_2)_2\text{CO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NH}_3 + \text{CO}_2$$

AMA RUT Pro'nun çalışma prensibi, biyopsi örneğinin testteki reaktif bölüme yerleştirilmesi sonrasında indikatör meydana gelen renk değişimi dayalıdır. Biyopsi örneğinde üreaz aktivitesi mevcutsa, testin arka taraflında kırmızı veya magenta renkli bir nokta belirir. Hassasiyet eşığı  $2.6 \times 10^4$  CFU *Helicobacter pylori* dir. Biyantateral test örnekleri suların olabilir:

- Midenin herhangi bir kısımından alınan biyopsi örnekleri;
- Duodenal kapakçıkları [2, 3, 4] alınan biyopsi örnekleri;
- Biyopsi örneğinin boyutu, herhangi bir ebatta 2 mm'den az olmalıdır.

**2. TANI ÖZELLİKLERİ**  
Klinik performans değerlendirme için, AMA RUT Pro testinden elde edilen sonuçlar, her bir hasta için 2 biyopsi örneği olmak üzere toplam 355 hastanın alınan biyopsi örnekleriniistogram ve/veya PCR analizi sonuçlarını göre karşılaştırılır. Her iki durumda da biyopsi örneği ilk olarak AMA RUT Pro testi gerçekleştirilecektir. Örnekler yerleştirildikten 5 dakika sonra testteki indicatif etki gözlemlenir, ardından biyopsi örneklerin histolojik ve/veya PCR analizi gönderecektir. Hassasiyet değeri, AMA RUT Pro ile elde edilen pozitif sonuç miktarının referans türlerinde tespit edilen toplam HP-pozitif hasta sayısına olan oranıdır ve belirlenmiştir. Benzer şekilde, özgürük degeri de AMA RUT Pro ile elde edilen negatif sonuçların toplam HP-negatif hasta sayısına olan oranıdır ve belirlenmiştir. AMA RUT Pro'nun klinik performansını şu şekildeki hassasiyet %99, özgürük %99, doğruluk %99, negatif prediktif değeri %98, pozitif prediktif değeri %100'dür (Tablo 1) [5].

Tablo 1. Tanı özellikleri


Tanı özellüğü	Gereklilik	Toplam
+	130	3
-	1	221
<b>Toplam</b>	<b>131</b>	<b>224</b>
<b>Hassasiyet, %</b>	<b>%99</b>	
<b>Özgürük, %</b>	<b>%99</b>	
<b>Doğruluk, %</b>	<b>%99</b>	
<b>NPD, %</b>	<b>%98</b>	
<b>PPD, %</b>	<b>6100</b>	

Eğer olar, sonuçlarındaki hedef üreaz-pozitif bakterilerin yönelik karşı hassasiyet de araştırılmıştır. Çalışma *Proteus mirabilis*, *Klebsiella pneumoniae* ve *Staphylococcus aureus* (kontrastron 10<sup>3</sup> CFU/ml) kültürleri ve *Helicobacter pylori*'nun (10<sup>4</sup> CFU/ml) kontrol kültürleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonucu, 5 dakika geçtikten sonra hedef diş bakteriler üzerinde negatif reaksiyon HD- negatif hasta sayısına olan oranı ile belirlenmiştir. Bu bağlamda, AMA RUT Pro'nun klinik performansını şu şekildeki hassasiyet %99, özgürük %99, doğruluk %99, negatif prediktif değeri %98, pozitif prediktif değeri %100'dür (Tablo 1) [5].

Tablo 2. Üreaz-pozitif bakterilerin test sonuçları üzerindeki etkisi

Kontrol	Ortalama mikro organizma sayısı	Sonuç
<i>Helicobacter pylori</i>	$10^4$	Pozitif
<i>Proteus mirabilis</i>	$10^9$	Negatif
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	$10^9$	Negatif
<i>Staphylococcus aureus</i>	$10^9$	Negatif

**3. TEST SARTLARI**  
Test, koruyucu bir kapak ile hava geçirmez şekilde kapatılan reaktif bilesene sahip dikdörtgen şeklinde polimer bir tabandan oluşur.



**4. SET İÇERİĞİ**

Set içeriği Tablo 3'te belirtilen gereklilikleri karşılamalıdır.

Tablo 3.

Ürün adı	Miktar, adet.
<i>Helicobacter pylori</i> AMA HIZLI ÜREAZ TESTİ Pro (AMA RUT Pro)	Her birinde 48 test olmak üzere 24 test blosu.

Bloklu 24 adet testten oluşur. Testler birbirinden ayırlılar ve diğerlerinden bağımsız olarak işlenir. Testlerin aralarında bulunan deteksiyon çizgileri, testleri birbirinden ayırp kullanabileceğini sağlar.

## 5. UYARILAR VE ÖNLEMLER

*In vitro* tanılarında kullanılmak içindir. Yalnızca ejitmiî personel tarafından kullanılabilir. Test yapıldığında sonra biyopsi örneğine diğer histoloji, PCR veya kültür saptamaları uygulanabilir.

**Dikkat:** Biyopsi örnekleri potansiyel tıbbi atık niteligidendir.

Tüm biyopsi örnekleri, bulaşıcı oldukları varsayılarak kontamine edilmeli ve bu şekilde degerlendirilmelidir. Lütfen yerel veysa uluslararası yetkilimelerin içineleyin. Hastaların yerel veysa uluslararası yetkilimelerin içineleyin. Test uygulamasında önce tüm tıbbi örneklerin okunur. Son kullanma tarihi geçene tıbbi örneklerin kullanılmasına izin verilmez. Ünlü tıbbi örneklerin kullanılmasına izin verilmez. Ünlü tıbbi örneklerin kullanılmasına izin verilmez.

**6. GEREKLİ OLAN ANCAK SET İLE SAĞLANMAYAN MATERİYALLER**

- Forsepler
- Kronometre
- Pudrasız eldivenler

## 7. SINIRLAMALAR

Aşağıdakiler önerilmemektedir:

- test 17°C'in altında veya 35°C'in üzerinde ortam sıcaklıklarında yapmak;
- testin bir gün önce baklagâr tüketmek;
- testen 2-3 saat önce gaazi içecekler içmek.

Tüm bu faktörler test sonuçlarının güvenilirliğini etkileyebilir. Ayrıca, aşağıdaki durumlarda yanılış negatif sonuç ortaya çıkabilir:

• biyopsi sırasında alınan örnükte *Helicobacter pylori* konsantrasyonu testin duyarlılığını etkileyebilir;

• mide mukozasındaki bakterilerin düzensiz dağılması nedeniyle örnükte *Helicobacter pylori* bakterilerin bulunmaması (hastaların %1 ile %5'inde bakteriler antral kismında değil, midenin içerişinde/kenarlarında mevcuttur ya da tam tersidir) [7];

• biyopsi çubuğu veya forses test yapılmadan önce kontamine oldusunda;

• testten 4-6 saat önce *Helicobacter pylori* bakterileri engellenmiş antibiyotikler kullanıldı;

• PPI'lar veya H2 reseptör antagonistleri, analjetikler, salgı önyezi ilaçlar, anti-inflamasyon ilaçları ve bizmali bilesikler *Helicobacter pylori* aktivitesini onlara etkili sahipse *Helicobacter pylori* miktarını azaltarak yanılış sonuçuyla oluyorrsa 2 haftalık bir araya gerekir [10].

Test sonuçları, bir doktor tarafından hastanın klinik tablosuna göre yorumlanmalıdır. Diğer testlerin parametreleriyle bir tutarsızlık söz konusuya, farklı yöntemler kullanarak ek testlerin yapılması önerilir.


**8. TEST ÖNCESİ HAZIRLIK**

- Eldivenler giynin
- Testin ambalajını (plastik poşet) açın




## 9. TEST PROSEDÜRÜ


TR




Bloğu delikli çizgileri takip ederek katlayın.




Uygulama için bir testi bloktan ayırin ve düz bir yüzeye koynur.



**Yırtmamaya dikkat ederek** yavaşça koruyucu kapağı açın, biyopsi örneğini kenarlara taşırımdan beyaz reaktif bilesenin üzerine yerleştirin.



Biyopsi örneğini yerleştirildikten sonra koruyucu kapağı **testin çevresi boyunca** parmağınızla yavaşça düzeltin.



Kapağı kesme çizgisi boyunca sabitleyin. Hızlı test hücresindeki reaksiyonların yerlerini korumak için saatleme işlemi gereklidir.



**5 dakika sonra** testin arkasındaki sonucu kontrol edin.


## *Helicobacter pylori* BŁYSKAWICZNY TEST UREAZOWY AMA RUT Pro



Błyksawiczny test ureazowy do wykrywania aktywności ureazy w wycinku pobranym podczas gastroskopii. Klasifikacja: IVD. Przechowywać w temperaturze: 4-42 °C.

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA


PL



REF 0206 - 0207




REF 0206 - 0207




REF 0206 - 0207




REF 0206 - 0207



REF 0206 - 0207




REF 0206 - 0207



REF 0206 - 0207




REF 0206 - 0207




REF 0206 - 0207




REF 0206 - 0207



REF 0206 - 0207



REF 0206 - 0207




REF 0206 - 0207



REF 0206 - 0207




REF 0206 - 0207




REF 0206 - 0207




REF 0206 - 0207




REF 0206 - 0207



REF 0206 - 0207




REF 0206 - 0207



REF 0206 - 0207



REF 0206 - 0207



REF 0206 - 0207



REF 0206 - 0207

